

Produktinformation durch floracuragrosshandel.ch

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php

500ml Kristallisierschale mit Ausguss Bo.. ø115mm

Produkt-ID: GT001381

[Zur Produktseite im Shop](#)



Kristallisierschale 500ml mit Ausguss aus hitzefestem Borosilikatglas:

Beschreibung

Kristallisierschalen aus Borosilikatglas sind, dank ihrer Hitzebeständigkeit und Robustheit, in wissenschaftlichen und chemischen Experimenten weit verbreitet.

Sie werden hauptsächlich für die Verdampfung von Lösungen bis zur Bildung von Kristallen verwendet. Diese Methode wird auch genutzt, um die Reinheit von Substanzen zu überprüfen. Zusätzlich ermöglichen Kristallisierschalen die Trennung verschiedener Lösungskomponenten durch unterschiedliche Kristallisationspunkte der Substanzen.

Ausserdem werden sie in der Forschung verwendet, etwa bei der Entwicklung neuer Materialien oder der Untersuchung atomarer Strukturen.

Details und Spezifikationen

Nennvolumen: 500 ml

Höhe: 65 mm

Durchmesser: 115 mm

Qualität: Borosilikatglas zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit aus. Es bleibt stabil und behält seine Form sowie Struktur selbst bei Temperaturen von bis zu etwa 300 Grad Celsius bei. Temperatursprünge von 100 Grad werden sicher ausgehalten. Es wird gemäß DIN 12338 hergestellt und ist resistent gegen fast alle aggressiven Stoffe. Mit praktischem Ausguss. Dieses transparente, hitzebeständige Glas bietet erstklassige Qualität für Laboranwendungen.

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php