

Produktinformation durch floracuragrosshandel.ch

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php

3g Bio Bachblüten Globuli Set im Filzetui

Produkt-ID: 36000

[Zur Produktseite im Shop](#)



Edis Bio* Bachblüten Globuli Set 3 g im blauen Filzetui Typ FE5

Alkoholfrei, praktisch unbegrenzt haltbar. Ideal als kleines Reiseset und Testset. 3 g Mini-Apothekenflaschen mit Metallverschluss.

Beschreibung

Um dieses aussergewöhnliche Set wird Sie jeder beneiden. Ein echter Hingucker ist dieses Natur Filzetui aus 100% Schurwolle. Im attraktivem blau anthraziten Zweifarben Design. Ideal als Taschen Bachblüten Apotheke, Reiseset oder Testset.

Es entsand auf vielfachen Wunsch unserer Kunden, die uns nach einem kleinen handlichen Bachblüten Set fragten. Zunächst geplante Sets aus Leder wurden bald wegen ökologischer Bedenken und wegen unseres Tierschutzanspruchs verworfen. Nach langem Suchen stiessen wir auf Wollfilz - und waren sofort von diesem spannenden Material begeistert: 100% natürlich, robust, langlebig, waschbar, sehr schön anzufassen und ökologisch vollkommen unbedenklich. Das Filzetui wurde in Zusammenarbeit mit einer bereits 1932 gegründeten Filz Manufaktur entwickelt. Aus Wollfilz, wird mit einem Klettband verschlossen und besitzt 40 Gummischlaufen. Jedes Etui entsteht in Handarbeit ein Unikat, an dem Sie lange Freude haben werden.

Im Filzetui sind 40 Glasflaschen (zu je 3 g) übersichtlich angeordnet, ergänzt durch Anleitungen in einem eigenen Fach. Die Flaschen sind nachfüllbar.

Die enthaltenen Bachblüten Marke Edis sind von erlesener Bio* Qualität. Original Rezeptur nach Dr. Bach. Praktisch unbegrenzt haltbare Globuli. Unverzichtbar, wenn ein besonders kleines handliches Reiseset bzw. Testset gewünscht ist.

Das alles erhalten Sie von uns mit diesem Set:

38 Original Edis Globuli (Stockbottles), 2x Five Flowers Notfallglobuli. Jeweils in 3 g Miniflaschen. Alle nach Dr. Bach in Bio* Qualität. In einer Flasche sind 120 bis 150 Globuli vorhanden - ausreichend für mindestens 60 Anwendungen.

1 blau anthrazites Filzetui aus Öko Rohstoffen.

Ausführliche Gebrauchsanleitung.

Details und Spezifikationen

Bachblüten als Globuli? Oder flüssig mit / ohne Alkohol?

Pro Globuli: Praktisch unbegrenzt haltbar. Ohne Alkohol. Flüssige Mischungen wie gewohnt herstellbar.

Contra Globuli: Herstellung von flüssigen Mischungen erfordern Auflösen.

Pro Alkohol: Praktisch unbegrenzt haltbar. Gut tropfbar. Auch wenn Flaschen oft benutzt werden, bleibt der Inhalt hygienisch.

Contra Alkohol: Ablehnung bei Kindern, Alkoholempfindlichen und Tieren, religiöse Gründe.

Pro alkoholfrei: Kein stechender Geruch oder Geschmack. Keine Ablehnung.

Contra alkoholfrei: Nicht so lange haltbar. Dickflüssig - nicht so genau tropfbar. Bei häufigem Öffnen kann Inhalt verschmutzen.

Hersteller der Uressenzen:

Die Schweizer SUNASAR AG, einer der grössten Hersteller von Bachblüten Uressenzen.

Konservierung und Haltbarkeit:

Edis klassische Bio* Bachblüten Globuli sind praktisch unbegrenzt haltbar (10 Jahre).

So füllen Sie die Mini Flaschen nach:

Sie benötigen dazu die entsprechende Bio* Globuli Flasche in der Grösse 20 g. Schrauben Sie von der 3 g Flasche den Verschluss ab und geben Sie direkt aus der 20 g Flasche die Globuli in die Miniflasche - Fertig. Alternativ können Sie auch zum einfacheren Befüllen ein Papier falten und so die Globuli einfüllen.

Liste der 40 enthaltenen Bio* Bachblüten Globuli in 3 g Flaschen:

1 Agrimony, 2 Aspen, 3 Beech, 4 Centaury, 5 Cerato, 6 Cherry Plum, 7 Chestnut Bud, 8 Chicory, 9 Clematis, 10 Crab Apple, 11 Elm, 12 Gentian, 13 Gorse, 14 Heather, 15 Holly, 16 Honeysuckle, 17 Hornbeam, 18 Impatiens, 19 Larch, 20 Mimulus, 21 Mustard, 22 Oak, 23 Olive, 24 Pine, 25 Red Chestnut, 26 Rock Rose, 27 Rock Water, 28 Scleranthus, 29 Star of Bethlehem, 30 Sweet Chestnut, 31 Vervain, 32 Vine, 33 Walnut, 34 Water Violet, 35 White Chestnut, 36 Wild Oat, 37 Wild Rose, 38 Willow, 2x 39 Five Flowers

Abmessungen der einzelnen Flaschen:

Höhe: 35 mm, ø 16 mm

Details zum Filzetui Typ FE5:

Material: Aus 100% Wollfilz mit rein ökologischen Grundbestandteilen. Wir verwenden keine synthetische Filze. Es werden keine chemischen Fasern zugesetzt. Der verwendete Filz ist von überlegener Qualität: Kontrolliert durch das ECO Umweltinstitut, ausgezeichnet mit ISO- und Öko-Tex-Zertifizierungen.

Abmessungen: Attraktives Bicolor Design anthrazit / blau. Geeignet für 40 UNiTWIST Minigläser UT13/3. Geschlossen 225 x 145 x 60 mm, offen 225 mm x 530 mm x 25 mm.

Gewicht: Ohne Flaschen 190 g, mit 40 Stockbottles a 3 g 640 g.

Reinigung / Waschbarkeit: Filz ist beinahe selbstreinigend und sehr pflegeleicht. Lediglich bei extrem starken Verschmutzungen ist Filz zu waschen. Verschmutzungen können trocken abgerieben oder mit warmem Wasser abgewaschen werden. Das ganze Etui kann in Handwäsche mit handelsüblichem Wollwaschmittel bei 30°C gereinigt werden (Flaschen und Einleger vorher entfernen). Nicht trocknergeeignet. Bei eventuellen Verformungen im feuchten Zustand zurechtzupfen.

Mitgelieferte Gebrauchsanleitung:

Jedem Bachblüten Set liegen ausführliche Anleitungen des Bachblüten Instituts Schweiz bei.

Zertifizierte Bio* Qualität:

Klassische Bachblüte aus Pflanzen aus kontrolliert ökologischer Wildsammlung. Die Sammelstellen der Pflanzen liegen auf unbelasteten Höhenstandorten der Schweiz im Bachblüten Garten der SUNASAR AG. In sorgsamer Handarbeit gewonnen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit ohne Raubbau an unter Naturschutz stehenden Pflanzen.

Gebrauch von Bachblüten Globuli:

Direktgebrauch: Nehmen Sie Edis® Bachblüten Globuli aus der Vorratsflasche. Geben Sie 2 Globuli (je ausgewählter Sorte) auf die Zunge. Möglichst lange im Mund belassen. So oft wie nötig wiederholen.

Wasserglasmethode (für einen Tag): Geben Sie 2-4 Globuli je ausgewählter Bachblüte in ein Glas Wasser. Durch Schütteln oder durch Umrühren mit einem Löffel (nicht aus Metall) auflösen. Über den Tag verteilt schluckweise trinken.

Medizinfläschchen Methode (für längere Anwendung): Geben Sie in eine Mischflasche (Apothekenflasche mit Pipette) wahlweise folgende Grundflüssigkeit:

2 Teile stilles Wasser + 1 Teil Brandy oder Schnaps (2 Monate haltbar)

oder

1 Teil stilles Wasser + 1 Teil Obstessig (2 Monate haltbar)
oder
Agavensirup (1 Monat haltbar)
oder
Nur stilles Wasser (1 Monat im Kühlschrank haltbar)

Geben Sie dann die ausgewählten Edis® Globuli in die so vorbereitete Mischflasche ein. Anschliessend 30 Sekunden durchschütteln.

Dosierung: 1 Globulus je gewählter Sorte pro 10 ml Flüssigkeit.:
10 ml Mischflasche: 1 Globulus je ausgewählter Globuli Stockbottle
20 ml Mischflasche: 2 Globuli je ausgewählter Globuli Stockbottle
30 ml Mischflasche: 3 Globuli je ausgewählter Globuli Stockbottle
50 ml Mischflasche: 5 Globuli je ausgewählter Globuli Stockbottle

Nehmen Sie von Ihrer so hergestellten Mischung mindestens 4x pro Tag 4 Tropfen.

Angaben nach LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung)

Alle Angaben können Sie hier im Infoblatt E20 einsehen. Dieses Faltblatt E20 liegt jedem Set bei.

Hersteller:

SUNASAR AG, 6060 Ramersberg
EU Importeur: Edis Health LTD, 31 Avenue Saint Rémy, 57600 Forbach

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

*Aus kontrollierter ökologischer Wildsammlung bzw. kontrolliert biologischem Anbau (CH-BIO-006 / DE-ÖKO-006).

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php