

Produktinformation durch floracuragrosshandel.ch

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php

50ml Pipettenflasche weiss/rot OV RedLine UT18/50

Produkt-ID: 10042041

[Zur Produktseite im Shop](#)



50 ml Pipettenflasche mit weiss/rotem Originalitätsverschluss RedLine UT18/50

Beschreibung

Apothekenflasche mit 18 mm Gewinde (UT18). Komplett mit genau passender Präzisions Glaspipette zur tropfengenauen Entnahme.

Beschreibung der Glasflasche: Glasart III (DIN 719 bzw. Behältnisklasse III nach DIN 52339-TO180). Klares Glas wird in einem aufwändigen Verfahren an der Aussenseite glänzend rot beschichtet. Dies sorgt für eine hochwertige Präsentation des Inhaltes. Sie können den Füllstand des Glases erkennen. Der Inhalt ist trotzdem vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Das Gewinde ist sauber gearbeitet und nicht beschichtet. Das 18 mm Gewinde (UT18) ermöglicht die Verwendung von dazu passenden Verschlüssen. Glas ist frei von Weichmachern und Schadstoffen, hygienisch, recycelbar.

Beschreibung des Verschlusses: Pipettenverschluss mit Gewinde DIN18. Bestehend aus Glaspipette, Gummisauger und Kunststoff Kappe mit OV (= Originalitätsverschluss, Erstöffnungssicherung).

Eignung: Geeignet für alle Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten tropfenweise entnommen werden sollen. Zugelassen für Lebensmittel, Öle, pharmazeutische Produkte.

Nicht für aggressive Flüssigkeiten und aggressive ätherische Öle. Bedingt geeignet für Alkohol: Der Alkoholgehalt nimmt mit der Zeit durch Evaporation ab.

Hersteller / Marke: UNiTWIST

Hygiene/Sterilisierung: Hygienisch abgepackt, unsteril.

Ratgeber: Die UNiTWIST Anleitung F20 liegt Ihrer Lieferung bei ansehen

Details und Spezifikationen

UNiTWIST UT-System

Das Problem: Abmessungen und Spezifikationen von (Apotheken)Flaschen, Verschlüssen und Zubehör sind je nach Hersteller, Farbe und Grösse verschieden. Dadurch passen Teile oft nicht richtig zusammen.

Die Lösung: Das UNiTWIST "UT" System. Es gibt bei UNiTWIST Apothekenflaschen und Zubehör einheitliche Bezeichnungen. Beispiel: UT18/10. "UT" steht für UNiTWIST, "18" für 18 mm Gewinde, "10" für 10 ml Inhalt. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Verschlüssen und Zubehör müssen nur die "UT" Werte übereinstimmen - und alles passt.

Systembezeichnung / Normen:

UNiTWIST System UT18/50 (18 mm Gewinde)

Details zum Glas:

Glänzendes rotes Coating (bei 180 °C einbrennlackiert, kratzfest). Gewinde und Innenfläche nicht lackiert.

Coating Material: Wasserbasierter Lack auf Basis von Acryl- und methyliertem Aminoharz

Innenfläche, Gewinde und Glaskern klares Kalk-Soda Glas (Für Lebensmittel, Pharmazeutika)

Material: Glasart III

Fassungsvermögen: 50 ml

Details zum Pipettenverschluss:

Schraubkappe mit Originalität aus weissem PP

Glaspipette aus Klarglas der Glasart III mit tropfenförmiger Spitze

Sauger aus rotem Evoprene (TPE-S)

Gewicht: 65.5 g

Höhe mit Verschluss: 117 mm

Höhe ohne Verschluss: 92 mm

Durchmesser: 37 mm

Etikettierbare Fläche: 115 x 61 mm (B x H)

Gewinde: 18 mm (UT18)

Konformitätserklärung für das Glas (PDF): [Hier ansehen](#)

Besonderes:

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php