

Produktinformation durch floracuragrosshandel.ch

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php)

## 100ml Roll-On Flasche RedLine UT18/100 UNiTWIST

Produkt-ID: 10027201

[Zur Produktseite im Shop](#)



## **100 ml Flasche mit schwarzem Roll-On Verschluss RedLine UT18/100**

### **Beschreibung**

Apothekenflasche mit 18 mm Gewinde (UT18). Komplet mit Roll-On Verschluss (Deoroller).

Beschreibung der Glasflasche: Glasart III (DIN 719 bzw. Behältnisklasse III nach DIN 52339-TO180). Klares Glas wird in einem aufwändigen Verfahren an der Aussenseite glänzend rot beschichtet. Dies sorgt für eine hochwertige Präsentation des Inhaltes. Sie können den Füllstand des Glases erkennen. Der Inhalt ist trotzdem vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Das Gewinde ist sauber gearbeitet und nicht beschichtet. Das 18 mm Gewinde (UT18) ermöglicht die Verwendung von dazu passenden Verschlüssen. Glas ist frei von Weichmachern und Schadstoffen, hygienisch, recycelbar.

Beschreibung des Roll-On Verschlusses: Gewinde DIN18 Standardverschluss. Mit sehr gut laufender Kugel aus leicht angerautem Glas.

Eignung: Für Wässrige auch alkoholische Flüssigkeiten, Essenzen, Extrakte, Bachblüten, dünnflüssige Öle, Parfum etc.

Nicht geeignet für zähe und klebrige Flüssigkeiten sowie aggressive Chemikalien und aggressive ätherische Öle.

Hersteller / Marke: UNiTWIST

Hygiene/Sterilisierung: Hygienisch abgepackt, unsteril.

Ratgeber: Die UNiTWIST Anleitung F20 liegt Ihrer Lieferung bei ansehen

### **Details und Spezifikationen**

#### UNiTWIST UT-System

Das Problem: Abmessungen und Spezifikationen von (Apotheken)Flaschen, Verschlüssen und Zubehör sind je nach Hersteller, Farbe und Grösse verschieden. Dadurch passen Teile oft nicht richtig zusammen.

Die Lösung: Das UNiTWIST "UT" System. Es gibt bei UNiTWIST Apothekenflaschen und Zubehör einheitliche Bezeichnungen. Beispiel: UT18/10. "UT" steht für UNiTWIST, "18" für 18 mm Gewinde, "10" für 10 ml Inhalt. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Verschlüssen und Zubehör müssen nur die "UT" Werte übereinstimmen - und alles passt.

Systembezeichnung / Normen:

UNiTWIST System UT18/100 (18 mm Gewinde)

Details zum Glas:

Glänzendes rotes Coating (bei 180 °C einbrennlackiert, kratzfest). Gewinde und Innenfläche nicht lackiert.

Coating Material: Wasserbasierter Lack auf Basis von Acryl- und methyliertem Aminoharz

Innenfläche, Gewinde und Glaskern klares Kalk-Soda Glas (Für Lebensmittel, Pharmazeutika)

Material: Glasart III

Fassungsvermögen: 100 ml

Details zum Roll-On Verschluss (DEO Roller):

Glaskugel aus angerautem (für optimales Abrollverhalten) Glas

Kunststoff Einsatz (Halterung für die Glaskugel) aus schwarzem PE

Verschlusskappe aus schwarzem PP mit eingearbeitetem Dichtungsprofil

Gewicht: 95.6 g

Höhe mit Verschluss: 128 mm

Höhe ohne Verschluss: 112 mm

Durchmesser: 45 mm

Etikettierbare Fläche: 139 x 76 mm (B x H)

Gewinde: 18 mm (UT18)

Konformitätserklärung für das Glas (PDF): [Hier ansehen](#)

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von  $\pm 5\%$ .

**Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):**

[www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php)