

Produktinformation durch floracuragrosshandel.ch

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php)

## 5ml Pipettenflasche weiss OV GreenLine UT18/5

Produkt-ID: 10030761

[Zur Produktseite im Shop](#)



## 5 ml Pipettenflasche mit weissem Originalitätsverschluss GreenLine UT18/5

### Beschreibung

Apothekenflasche mit 18 mm Gewinde (UT18). Komplett mit genau passender Präzisions Glaspipette zur tropfengenauen Entnahme.

Beschreibung der Glasflasche: Glasart III (DIN 719 bzw. Behältnisklasse III nach DIN 52339-TO180). Das grüne Kalk-Soda-Glas ist geschmacks- und geruchsneutral. Zudem ist es chemisch stabil, wodurch unerwünschte Stoffe nicht an den Inhalt abgegeben werden. Sie können den Füllstand des Glases erkennen. Der Inhalt ist trotzdem vor direkter UV-Strahlung geschützt. Somit ist die Qualität von lichtempfindlichen Produkten gewährleistet.

Das Gewinde ist sauber gearbeitet und nicht beschichtet. Das 18 mm Gewinde (UT18) ermöglicht die Verwendung von dazu passenden Verschlüssen. Glas ist frei von Weichmachern und Schadstoffen, hygienisch, recycelbar.

Beschreibung des Verschlusses: Pipettenverschluss mit Gewinde DIN18. Bestehend aus Glaspipette, Gummisauger und Kunststoff Kappe mit OV (= Originalitätsverschluss, Erstöffnungssicherung).

Eignung: Geeignet für alle Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten tropfenweise entnommen werden sollen. Zugelassen für Lebensmittel, Öle, pharmazeutische Produkte.

Nicht für aggressive Flüssigkeiten und aggressive ätherische Öle. Bedingt geeignet für Alkohol: Der Alkoholgehalt nimmt mit der Zeit durch Evaporation ab.

Hersteller / Marke: UNiTWIST

Hygiene/Sterilisierung: Hygienisch abgepackt, unsteril.

Ratgeber: Die UNiTWIST Anleitung F20 liegt Ihrer Lieferung bei ansehen

### Details und Spezifikationen

#### UNiTWIST UT-System

Das Problem: Abmessungen und Spezifikationen von (Apotheken)Flaschen, Verschlüssen und Zubehör sind je nach Hersteller, Farbe und Grösse verschieden. Dadurch passen Teile oft nicht richtig zusammen.

Die Lösung: Das UNiTWIST "UT" System. Es gibt bei UNiTWIST Apothekenflaschen und Zubehör einheitliche Bezeichnungen. Beispiel: UT18/10. "UT" steht für UNiTWIST, "18" für 18 mm Gewinde, "10" für 10 ml Inhalt. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Verschlüssen und Zubehör müssen nur die "UT" Werte übereinstimmen - und alles passt.

Systembezeichnung / Normen:

UNiTWIST System UT18/5 (18 mm Gewinde)

Details zum Glas:

Grünes Kalk-Soda-Glas (Für Lebensmittel, Pharmazeutika)

Material: Glasart III

Fassungsvermögen: 5 ml

Details zum Pipettenverschluss:

Schraubkappe aus weissem PP mit Originalität

Glaspipette aus Klarglas der Glasart III mit tropfenförmiger Spitze

Sauger aus weissem Evoprene (TPE-S)

Gewicht: 25.7 g

Höhe mit Verschluss: 75 mm

Höhe ohne Verschluss: 51 mm

Durchmesser: 22 mm

Etikettierbare Fläche: 68 x 27 mm (B x H)

Gewinde: 18 mm (UT18)

Konformitätserklärung für das Glas (PDF): [Hier ansehen](#)

Besonderes:

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von  $\pm 5\%$ .

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php)